



Descripción del artículo

Número de pedido	83.3930.041
Descripción del artículo	Inserto TC, para placas de 6 pocillos, membrana: PET, transparente, tamaño de poro: 0,4 µm, estéril, apirógeno/libre de endotoxinas, no citotóxico, 1 unidades/blíster

Características del producto

Indicado para	placas de 6 pocillos
Forma del fondo	fondo plano
Superficie crecimiento	4.5 cm ²
Volumen de trabajo	1 ml - 4 ml
Tipo de recipiente	Inserto TC
Tamaño de poro	0,4

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





Dimensiones

Altura del producto 16.38 mm

Material y colores

Material de la membrana Polietileno tereftalato (PET)

Material del marco Poliestireno (PS)

Pureza y certificación

Categoría de producto no es un producto sanitario | IVD

Estándar de pureza estéril, apirógeno/libre de endotoxinas, no citotóxico

Esterilización X-Ray

Apirógeno sí

No citotóxico sí

Con lotes sí

Presentación

Pedido mínimo 24

Tipo de embalaje blíster

unidades / caja interna 24

unidades / caja 720

unidades / pallet 11520

Profundidad caja interior 196 mm

Ancho de la caja interior 104 mm

Altura de la caja interior 131 mm

Profundidad de la caja 410 mm

Ancho de la caja 435 mm

Altura de la caja 550 mm

Volumen de la caja 0.0981 cbm

Peso del producto 0.0051 kg

Peso de la caja 6.46 kg

EAN de la caja interna 4038917370868

EAN de la caja 4038917370851

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

