



### **Descripción del artículo**

|                          |                                                                                                                                                                     |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Número de pedido         | 83.3930.300                                                                                                                                                         |
| Descripción del artículo | Inserto TC, para placas de 6 pocillos, membrana: PET, translúcido, tamaño de poro: 3 µm, estéril, apirógeno/libre de endotoxinas, no citotóxico, 1 unidades/blíster |

### **Características del producto**

|                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| Indicado para          | placas de 6 pocillos |
| Forma del fondo        | fondo plano          |
| Superficie crecimiento | 4.5 cm <sup>2</sup>  |
| Volumen de trabajo     | 1 ml - 4 ml          |
| Tipo de recipiente     | Inserto TC           |
| Tamaño de poro         | 3                    |

### **Dimensiones**

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Altura del producto | 16.38 mm |
|---------------------|----------|

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





**Material y colores**

|                         |                               |
|-------------------------|-------------------------------|
| Material de la membrana | Polietileno tereftalato (PET) |
| Material del marco      | Poliestireno (PS)             |

**Pureza y certificación**

|                       |                                                        |
|-----------------------|--------------------------------------------------------|
| Categoría de producto | no es un producto sanitario   IVD                      |
| Estándar de pureza    | estéril, apirógeno/libre de endotoxinas, no citotóxico |
| Esterilización        | X-Ray                                                  |
| Apirógeno             | sí                                                     |
| No citotóxico         | sí                                                     |
| Con lotes             | sí                                                     |

**Presentación**

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| Pedido mínimo              | 24            |
| Tipo de embalaje           | blíster       |
| unidades / caja interna    | 24            |
| unidades / caja            | 720           |
| unidades / pallet          | 11520         |
| Profundidad caja interior  | 196 mm        |
| Ancho de la caja interior  | 104 mm        |
| Altura de la caja interior | 131 mm        |
| Profundidad de la caja     | 410 mm        |
| Ancho de la caja           | 435 mm        |
| Altura de la caja          | 550 mm        |
| Volumen de la caja         | 0.0981 cbm    |
| Peso del producto          | 0.0051 kg     |
| Peso de la caja            | 6.46 kg       |
| EAN de la caja interna     | 4038917370929 |
| EAN de la caja             | 4038917370912 |

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

