



Descripción del artículo

| | |
|--------------------------|---|
| Número de pedido | 83.3931.041 |
| Descripción del artículo | Inserto TC, para placas de 12 pocillos, membrana: PET, transparente, tamaño de poro: 0,4 µm, estéril, apirógeno/libre de endotoxinas, no citotóxico, 1 unidades/blíster |

Características del producto

| | |
|------------------------|-----------------------|
| Indicado para | placas de 12 pocillos |
| Forma del fondo | fondo plano |
| Superficie crecimiento | 1.1 cm ² |
| Volumen de trabajo | 0,2 ml - 0,8 ml |
| Tipo de recipiente | Inserto TC |
| Tamaño de poro | 0,4 |

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





Dimensiones

Altura del producto 16.38 mm

Material y colores

Material de la membrana Polietileno tereftalato (PET)

Material del marco Poliestireno (PS)

Pureza y certificación

Categoría de producto no es un producto sanitario | IVD

Estándar de pureza estéril, apirógeno/libre de endotoxinas, no citotóxico

Esterilización X-Ray

Apirógeno sí

No citotóxico sí

Con lotes sí

Presentación

Pedido mínimo 48

Tipo de embalaje blíster

unidades / caja interna 48

unidades / caja 1440

unidades / pallet 23040

Profundidad caja interior 196 mm

Ancho de la caja interior 104 mm

Altura de la caja interior 131 mm

Profundidad de la caja 410 mm

Ancho de la caja 435 mm

Altura de la caja 550 mm

Volumen de la caja 0.0981 cbm

Peso del producto 0.0037 kg

Peso de la caja 8.56 kg

EAN de la caja interna 4038917371162

EAN de la caja 4038917371155

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

