




Descripción del artículo

Número de pedido	83.3945.999
Descripción del artículo	Adaptador para tamiz celular, para tubos de 15 ml, 5 ml, 17 x 100 mm y de 12 x 75 mm, estéril, apirógeno/libre de endotoxinas, no citotóxico, 1 unidades/blíster

Características del producto

Indicado para	tubos de 15 ml, 5 ml, 17 x 100 mm y de 12 x 75 mm
---------------	---

Material y colores

Material del producto	Polipropileno (PP)
Color del producto	transparente

Pureza y certificación

Categoría de producto	no es un producto sanitario IVD
Estándar de pureza	estéril, apirógeno/libre de endotoxinas, no citotóxico
Esterilización	Esterilización por gas
Apirógeno	sí
Con lotes	sí

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





Especificaciones del producto
Adaptador para tamiz celular, para tubos de 15 ml, 5 ml, 17 x 100 mm y de 12 x 75 mm

Página 2

Presentación

Pedido mínimo	25
Tipo de embalaje	blíster
unidades / caja interna	25
unidades / caja	200
unidades / pallet	8400
Profundidad de la caja	229 mm
Ancho de la caja	330 mm
Altura de la caja	584 mm
Volumen de la caja	0.0441 cbm
Peso del producto	0.0053 kg
Peso de la caja	2 kg
EAN de la caja interna	4038917415323
EAN de la caja	4038917415316

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Fecha de emisión:
2024-05-19

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



SARSTEDT