



Descripción del artículo

Número de pedido	94.6000.034
Descripción del artículo	lumox® multiwell, Placa de cultivo celular, con fondo de lámina, 384 pocillo, marco: negra, marco: PS, para células adherentes, fondo plano, estéril, apirógeno/libre de endotoxinas, no citotóxico, 1 unidades/blíster

Características del producto

Tipo de cierre	tapa superior encajada
Versión	con fondo de lámina
Tipo de célula	células adherentes
Forma del fondo	fondo plano
Número de pocillos	384
Superficie crecimiento	0.11 cm ²
Volumen de trabajo	10 µl - 130 µl
Tipo de recipiente	Placa
Codificar color	rojo

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





Especificaciones del producto
lumox® multiwell, Placa de cultivo celular, con fondo de lámina, 384 pocillo, 4 unidades

Dimensiones

Ancho del producto	85.48 mm
Altura del producto	17 mm
Longitud del producto	127.76 mm

Material y colores

Material del producto	lumox®
Material del marco	Poliestireno (PS)
Color del marco	negra

Pureza y certificación

Categoría de producto	no es un producto sanitario IVD
Estándar de pureza	estéril, apirógeno/libre de endotoxinas, no citotóxico
Esterilización	Irradiación con electrones
Apirógeno	sí
Con lotes	sí

Presentación

Pedido mínimo	4
Tipo de embalaje	blíster
unidades / caja interna	4
unidades / caja	16
unidades / pallet	1024
Profundidad de la caja	268 mm
Ancho de la caja	191 mm
Altura de la caja	100 mm
Volumen de la caja	0.0051 cbm
Peso del producto	0.0609 kg
Peso de la caja	1.86 kg
EAN de la caja interna	4038917254632
EAN de la caja	4038917254625

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

