



### **Descripción del artículo**

Número de pedido	94.6001.055
Descripción del artículo	miniPERM® , módulo de producción classic, Compartimento de cultivo celular, para la producción de proteínas, virus y biomasa, para células en suspensión, volumen del módulo de productos: 35 ml, no esterilizable en autoclave, estéril, apirógeno/libre de endotoxinas, no citotóxico, 1 unidades/bolsa

### **Características del producto**

Tipo de cierre	tapón de rosca
Versión	para células en suspensión
Ámbito de aplicación	para la producción de proteínas, virus y biomasa
Tipo de célula	células de suspensión

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





**Especificaciones del producto**  
**miniPERM® , módulo de producción classic,**  
**Compartimento de cultivo celular, para células en**  
**suspensión**

**Dimensiones**

Volumen del módulo de producción	35 ml
Diámetro	102 mm
Altura del producto	37 mm

**Material y colores**

Material del producto	Policarbonato (PC)
Material de cierre	Polipropileno (PP)
Material de la membrana de diálisis	Acetato de celulosa (CA)

**Pureza y certificación**

Categoría de producto	no es un producto sanitario   IVD
Estándar de pureza	estéril, apirógeno/libre de endotoxinas, no citotóxico
Esterilización	Irradiación con electrones
Apirógeno	sí
No citotóxico	sí
Con lotes	sí

**Presentación**

Pedido mínimo	4
Tipo de embalaje	bolsa
unidades / caja interna	4
unidades / caja	24
unidades / pallet	480
Profundidad de la caja	498 mm
Ancho de la caja	364 mm
Altura de la caja	310 mm
Volumen de la caja	0.0562 cbm
Peso del producto	0.1414 kg
Peso de la caja	5.13 kg
EAN de la caja interna	4038917385619
EAN de la caja	4038917385596

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

