



Descripción del artículo

Número de pedido	94.6032.039
Descripción del artículo	flexiPERM® , slide, inserto de silicona reutilizable, para la división de la superficie de crecimiento, 8 pocillo, apirógeno/libre de endotoxinas, no citotóxico, 5 unidades/bolsa

Características del producto

Ámbito de aplicación	para la división de la superficie de crecimiento
Número de pocillos	8
Superficie crecimiento	0.9 cm ²
Volumen de trabajo	0,3 ml - 0,5 ml

Dimensiones

Ancho del producto	25 mm
Altura del producto	10 mm
Longitud del producto	68 mm

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





Especificaciones del producto
flexiPERM® , slide, inserto de silicona reutilizable,
8 pocillo, 5 unidades/bolsa

Material y colores

Material del producto silicona
Color del producto transparente

Pureza y certificación

Categoría de producto no es un producto sanitario | IVD
Estándar de pureza apirógeno/libre de endotoxinas, no citotóxico
No citotóxico sí
Con lotes sí

Presentación

Pedido mínimo 5
Tipo de embalaje bolsa
unidades / caja interna 5
unidades / caja 100
unidades / pallet 7200
Profundidad de la caja 388 mm
Ancho de la caja 253 mm
Altura de la caja 225 mm
Volumen de la caja 0.0221 cbm
Peso del producto 0.0092 kg
Peso de la caja 1.95 kg
EAN de la caja interna 4038917254519
EAN de la caja 4038917254502

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

