



Descripción del artículo

Número de pedido	94.6034.067
Descripción del artículo	flexiPERM® , disc, inserto de silicona reutilizable, para la división de la superficie de crecimiento, 4 pocillo, apirógeno/libre de endotoxinas, no citotóxico, 5 unidades/bolsa

Características del producto

Ámbito de aplicación	para la división de la superficie de crecimiento
Número de pocillos	4
Superficie crecimiento	1.8 cm ²
Volumen de trabajo	0,5 ml - 1 ml

Dimensiones

Ancho del producto	40 mm
Altura del producto	9 mm
Longitud del producto	43 mm

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





Especificaciones del producto
flexiPERM® , disc, inserto de silicona reutilizable,
4 pocillo, 5 unidades/bolsa

Material y colores

Material del producto	silicona
Color del producto	transparente

Pureza y certificación

Categoría de producto	no es un producto sanitario IVD
Estándar de pureza	apirógeno/libre de endotoxinas, no citotóxico
No citotóxico	sí
Con lotes	sí

Presentación

Pedido mínimo	5
Tipo de embalaje	bolsa
unidades / caja interna	5
unidades / caja	100
unidades / pallet	7200
Profundidad de la caja	388 mm
Ancho de la caja	253 mm
Altura de la caja	225 mm
Volumen de la caja	0.0221 cbm
Peso del producto	0.0075 kg
Peso de la caja	1.78 kg
EAN de la caja interna	4038917254540
EAN de la caja	4038917254533

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

