



Especificaciones del producto
lumox® dish 50, Placa de cultivo celular de, con fondo de lámina, Ø: 50 mm, células de suspensión

Página 1



Descripción del artículo

| | |
|--------------------------|--|
| Número de pedido | 94.6077.305 |
| Descripción del artículo | lumox® dish 50, Placa de cultivo celular de, con fondo de lámina, Ø: 50 mm, para células de suspensión, estéril, apirógeno/libre de endotoxinas, no citotóxico, 5 unidades/bolsa |

Características del producto

| | |
|------------------------|------------------------|
| Tipo de cierre | tapa superior encajada |
| Versión | con fondo de lámina |
| Tipo de célula | células de suspensión |
| Forma del fondo | fondo plano |
| Superficie crecimiento | 20.35 cm ² |
| Volumen de trabajo | 5 ml - 10 ml |
| Tipo de recipiente | Placa |
| Codificar color | verde |

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Fecha de emisión:
2024-05-15

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



SARSTEDT



Especificaciones del producto
lumox® dish 50, Placa de cultivo celular de, con fondo de lámina, Ø: 50 mm, células de suspensión

Dimensiones

| | |
|---------------------|-------|
| Diámetro | 50 mm |
| Altura del producto | 12 mm |

Material y colores

| | |
|-----------------------|-------------------|
| Material del producto | lumox® |
| Material del marco | Poliestireno (PS) |

Pureza y certificación

| | |
|-----------------------|--|
| Categoría de producto | no es un producto sanitario IVD |
| Estándar de pureza | estéril, apirógeno/libre de endotoxinas, no citotóxico |
| Esterilización | Irradiación con electrones |
| Apirógeno | sí |
| Con lotes | sí |

Presentación

| | |
|-------------------------|---------------|
| Pedido mínimo | 50 |
| Tipo de embalaje | bolsa |
| unidades / caja interna | 50 |
| unidades / caja | 200 |
| unidades / pallet | 7200 |
| Profundidad de la caja | 362 mm |
| Ancho de la caja | 162 mm |
| Altura de la caja | 125 mm |
| Volumen de la caja | 0.0073 cbm |
| Peso del producto | 0.01 kg |
| Peso de la caja | 3.52 kg |
| EAN de la caja interna | 4038917256070 |
| EAN de la caja | 4038917256063 |

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

