



Especificaciones del producto
lumox® dish 35, Placa de cultivo celular de, con fondo de lámina, Ø: 35 mm, células de suspensión

Página 1



Descripción del artículo

Número de pedido	94.6077.333
Descripción del artículo	lumox® dish 35, Placa de cultivo celular de, con fondo de lámina, Ø: 35 mm, para células de suspensión, estéril, apirógeno/libre de endotoxinas, no citotóxico, 5 unidades/bolsa

Características del producto

Tipo de cierre	tapa superior encajada
Versión	con fondo de lámina
Tipo de célula	células de suspensión
Forma del fondo	fondo plano
Superficie crecimiento	6.35 cm ²
Volumen de trabajo	2,5 ml
Tipo de recipiente	Placa
Codificar color	verde

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Fecha de emisión:
2024-05-18

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



SARSTEDT



Especificaciones del producto
lumox® dish 35, Placa de cultivo celular de, con fondo de lámina, Ø: 35 mm, células de suspensión

Dimensiones

Diámetro 35 mm
Altura del producto 6 mm

Material y colores

Material del producto lumox®
Material del marco Poliestireno (PS)

Pureza y certificación

Categoría de producto no es un producto sanitario | IVD
Estándar de pureza estéril, apirógeno/libre de endotoxinas, no citotóxico
Esterilización Irradiación con electrones
Apirógeno sí
Con lotes sí

Presentación

Pedido mínimo 50
Tipo de embalaje bolsa
unidades / caja interna 50
unidades / caja 250
unidades / pallet 15000
Profundidad de la caja 348 mm
Ancho de la caja 253 mm
Altura de la caja 265 mm
Volumen de la caja 0.0233 cbm
Peso del producto 0.0037 kg
Peso de la caja 1.91 kg
EAN de la caja interna 4038917255141
EAN de la caja 4038917255134

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

