



### **Descripción del artículo**

Número de pedido	94.6190.002
Descripción del artículo	Cámara de cultivo celular x-well, frasco, en cubreobjetos, estéril, apirógeno/libre de endotoxinas, no citotóxico, 6 unidades/blíster

### **Características del producto**

Tipo de cierre	tapón de rosca
Versión	en cubreobjetos
Tipo de célula	células adherentes
Número de pocillos	1
Superficie crecimiento	9 cm <sup>2</sup>
Volumen de trabajo	4 ml
Marco despegable	no

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





### **Dimensiones**

Ancho del producto	24 mm
Longitud del producto	60 mm

### **Material y colores**

Material del producto	vidrio de borosilicato
Material del marco	Poliestireno (PS)

### **Pureza y certificación**

Categoría de producto	no es un producto sanitario   IVD
Estándar de pureza	estéril, apirógeno/libre de endotoxinas, no citotóxico
Esterilización	Esterilización por gas
Apirógeno	sí
Con lotes	sí

### **Presentación**

Pedido mínimo	6
Tipo de embalaje	blíster
unidades / caja interna	6
unidades / caja	96
unidades / pallet	8064
Profundidad caja interior	127 mm
Ancho de la caja interior	28 mm
Altura de la caja interior	259 mm
Profundidad de la caja	275 mm
Ancho de la caja	270 mm
Altura de la caja	255 mm
Volumen de la caja	0.0189 cbm
Peso del producto	0.0109 kg
Peso de la caja	2.03 kg
EAN de la caja interna	4038917256643
EAN de la caja	4038917256636

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

