



Descripción del artículo

Número de pedido	83.1826.102
Descripción del artículo	Filtro previo para jeringa, Filtropur S plus, prefiltro: FV, membrana: CA, superficie filtrante: 6,2 cm ² , tamaño de poro: 0,2 µm, para la filtración estéril, conexión: Luer-Lock, estéril, apirógeno/libre de endotoxinas, no citotóxico, 1 unidades/blíster

Características del producto

Ejemplo de aplicación	para la filtración estéril
Filtro	sí
Superficie filtro	6.2 cm ²
Tamaño de poro	0,2
Conexión	Luer-Lock

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Las presentes especificaciones son confidenciales y son propiedad de Sarstedt. No deben copiarse ni ponerse a disposición de terceras partes sin nuestro consentimiento previo por escrito.





Dimensiones

Diámetro 33 mm

Material y colores

Material del producto Metacrilato-butadieno-estireno (MBS)

Color del producto azul claro

Material de la membrana Acetato de celulosa (CA)

Pureza y certificación

Categoría de producto no es un producto sanitario | IVD

Estándar de pureza estéril, apirógeno/libre de endotoxinas, no citotóxico

Esterilización Irradiación gamma

Apirógeno sí

No citotóxico sí

Con lotes sí

Presentación

Pedido mínimo 50

Tipo de embalaje blíster

unidades / caja interna 50

unidades / caja 500

unidades / pallet 12000

Volumen de la caja 0.0485 cbm

Peso del producto 0.0064 kg

Peso de la caja 4.2 kg

EAN de la caja interna 4038917133920

EAN de la caja 4038917025263

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Las presentes especificaciones son confidenciales y son propiedad de Sarstedt. No deben copiarse ni ponerse a disposición de terceras partes sin nuestro consentimiento previo por escrito.

