



Descripción del artículo

Número de pedido	83.3940.100
Descripción del artículo	Filtropur BT 25, Filtro superior de botella, para tapón de rosca 45mm, 250 ml, membrana: PES, Ø membrana: 90 mm, tamaño de poro: 0,45 µm, para la clarificación por filtración, estéril, apirógeno/libre de endotoxinas, no citotóxico, 1 unidades/bolsa

Características del producto

Graduación	sí
Ejemplo de aplicación	para la clarificación por filtración
Indicado para	tapón de rosca 45mm
Filtro	sí
Superficie filtro	63.6 cm ²
Tamaño de poro	0,45
Conexión	Cono escalonado

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





Dimensiones

Volumen nominal	250 ml
Volumen de filtración	250 ml
Altura del producto	75.4 mm

Material y colores

Material del producto	Poliestireno (PS)
Color del producto	transparente
Material de la membrana	Poliétersulfona (PES)

Pureza y certificación

Categoría de producto	no es un producto sanitario IVD
Estándar de pureza	estéril, apirógeno/libre de endotoxinas, no citotóxico
Esterilización	Irradiación gamma
Apirógeno	sí
No citotóxico	sí
Con lotes	sí

Presentación

Pedido mínimo	24
Tipo de embalaje	bolsa
unidades / caja interna	1
unidades / caja	24
unidades / pallet	576
Profundidad de la caja	521 mm
Ancho de la caja	203 mm
Altura de la caja	381 mm
Volumen de la caja	0.0403 cbm
Peso del producto	0.0752 kg
Peso de la caja	3.22 kg
EAN de la caja interna	4038917412179
EAN de la caja	4038917412162

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

