



Descripción del artículo

Número de pedido	83.3941.001
Descripción del artículo	Filtropur V50, Unidad de filtración por vacío, 500 ml, tapón de rosca, membrana: PES, Ø membrana: 90 mm, tamaño de poro: 0,2 µm, para la filtración estéril, estéril, apirógeno/libre de endotoxinas, no citotóxico, 1 unidades/bolsa

Características del producto

Graduación	sí
Tipo de cierre	tapón de rosca
Ejemplo de aplicación	para la filtración estéril
Filtro	sí
Superficie filtro	63.6 cm ²
Tamaño de poro	0,2
Conexión	Cono escalonado

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Las presentes especificaciones son confidenciales y son propiedad de Sarstedt. No deben copiarse ni ponerse a disposición de terceras partes sin nuestro consentimiento previo por escrito.





Dimensiones

Volumen nominal	500 ml
Volumen de filtración	500 ml
Altura del producto	21.84 cm

Material y colores

Material del producto	Poliestireno (PS)
Color del producto	transparente
Material de cierre	Polipropileno (PP)
Material de la membrana	Poliétersulfona (PES)

Pureza y certificación

Categoría de producto	no es un producto sanitario IVD
Estándar de pureza	estéril, apirógeno/libre de endotoxinas, no citotóxico
Esterilización	Irradiación gamma
Apirógeno	sí
No citotóxico	sí
Con lotes	sí

Presentación

Pedido mínimo	12
Tipo de embalaje	bolsa
unidades / caja interna	1
unidades / caja	12
unidades / pallet	288
Volumen de la caja	0.053 cbm
Peso del producto	0.1815 kg
Peso de la caja	3.36 kg
EAN de la caja interna	4038917412056
EAN de la caja	4038917412049

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Las presentes especificaciones son confidenciales y son propiedad de Sarstedt. No deben copiarse ni ponerse a disposición de terceras partes sin nuestro consentimiento previo por escrito.

