



### Descripción del artículo

Número de pedido	83.3941
Descripción del artículo	Filtropur V50, Unidad de filtración por vacío, 500 ml, tapón de rosca, membrana: PES, Ø membrana: 90 mm, tamaño de poro: 0,45 µm, para la clarificación por filtración, estéril, apirógeno/libre de endotoxinas, no citotóxico, 1 unidades/bolsa

### Características del producto

Graduación	sí
Tipo de cierre	tapón de rosca
Ejemplo de aplicación	para la clarificación por filtración
Filtro	sí
Superficie filtro	63.6 cm <sup>2</sup>
Tamaño de poro	0,45
Conexión	Cono escalonado

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





### **Dimensiones**

Volumen nominal	500 ml
Volumen de filtración	500 ml
Altura del producto	21.84 cm

### **Material y colores**

Material del producto	Poliestireno (PS)
Color del producto	transparente
Material de cierre	Polipropileno (PP)
Material de la membrana	Poliétersulfona (PES)

### **Pureza y certificación**

Categoría de producto	no es un producto sanitario   IVD
Estándar de pureza	estéril, apirógeno/libre de endotoxinas, no citotóxico
Esterilización	Irradiación gamma
Apirógeno	sí
No citotóxico	sí
Con lotes	sí

### **Presentación**

Pedido mínimo	12
Tipo de embalaje	bolsa
unidades / caja interna	1
unidades / caja	12
unidades / pallet	288
Profundidad de la caja	521 mm
Ancho de la caja	267 mm
Altura de la caja	381 mm
Volumen de la caja	0.0529 cbm
Peso del producto	0.1815 kg
Peso de la caja	3.36 kg
EAN de la caja interna	4038917412025
EAN de la caja	4038917412018

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

