



### **Descripción del artículo**

Número de pedido	83.3942.501
Descripción del artículo	Filtropur V100, Unidad de filtración por vacío, 1.000 ml, tapón de rosca, membrana: PES, Ø membrana: 91 mm, tamaño de poro: 0,22 µm, para la filtración estéril, estéril, apirógeno, no citotóxico, libre de DNasa/Rnasa, 1 unidades/bolsa

### **Características del producto**

Graduación	sí
Tipo de cierre	tapón de rosca
Ejemplo de aplicación	para la filtración estéril
Filtro	sí
Superficie filtro	58.93 cm <sup>2</sup>
Tamaño de poro	0,22
Conexión	Cono escalonado

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





### **Dimensiones**

Volumen nominal	1.000.00 ml
Volumen de filtración	1000 ml
Altura del producto	31 cm

### **Material y colores**

Material del producto	Poliestireno (PS)
Color del producto	transparente
Material de cierre	Polietileno de alta densidad (HD-PE)
Material de la membrana	Poliétersulfona (PES)

### **Pureza y certificación**

Categoría de producto	no es un producto sanitario   IVD
Estándar de pureza	estéril, apirógeno, no citotóxico, libre de DNasa/Rnasa
Esterilización	Irradiación con electrones
No citotóxico	sí
Con lotes	sí

### **Presentación**

Pedido mínimo	12
Tipo de embalaje	bolsa
unidades / caja interna	1
unidades / caja	12
unidades / pallet	192
Profundidad de la caja	545 mm
Ancho de la caja	425 mm
Altura de la caja	350 mm
Volumen de la caja	0.0811 cbm
Peso del producto	0.26 kg
Peso de la caja	5.42 kg
EAN de la caja interna	4038917969123
EAN de la caja	4038917969130

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

