



### **Descripción del artículo**

Número de pedido	83.3942.505
Descripción del artículo	Recipiente de recogida, para Filtropur BT, 1.000 ml, tapón de rosca, cierre montado, estéril, apirógeno, no citotóxico, libre de DNasa/Rnasa, 1 unidades/bolsa

### **Características del producto**

Graduación	sí
Tipo de cierre	tapón de rosca
Indicado para	Filtropur BT
Volumen de trabajo	1.000 ml
Tipo de recipiente	frasco
Filtro	no

### **Dimensiones**

Volumen nominal	1.000.00 ml
Volumen de filtración	1000 ml
Altura del producto	17.57 cm

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





### **Material y colores**

Material del producto	Poliestireno (PS)
Color del producto	transparente
Material de cierre	Polipropileno (PP)

### **Pureza y certificación**

Categoría de producto	no regulado
Certificación CE	sin marca CE
Estándar de pureza	estéril, apirógeno, no citotóxico, libre de DNasa/Rnasa
Esterilización	Irradiación con electrones
No citotóxico	sí
Con lotes	sí

### **Presentación**

Pedido mínimo	24
Tipo de embalaje	bolsa
unidades / caja interna	1
unidades / caja	24
unidades / pallet	384
Profundidad de la caja	545 mm
Ancho de la caja	425 mm
Altura de la caja	385 mm
Volumen de la caja	0.0892 cbm
Peso del producto	0.1613 kg
Peso de la caja	6.09 kg
EAN de la caja interna	4038917969178
EAN de la caja	4038917969185

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

