



### **Descripción del artículo**

Número de pedido	83.3944.001
Descripción del artículo	Unidad de filtración a presión, Filtropur L 0.2 LS, prefiltro: FC, membrana: PES, superficie filtrante: 20 cm <sup>2</sup> , tamaño de poro: 0,2 µm, para la filtración estéril, conexión: Luer-Lock, estéril, apirógeno/libre de endotoxinas, no citotóxico, 1 unidades/bolsa

### **Características del producto**

Ejemplo de aplicación	para la filtración estéril
Filtro	sí
Superficie filtro	20 cm <sup>2</sup>
Tamaño de poro	0.2 µm
Conexión	Luer-Lock

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





### **Dimensiones**

Volumen de filtración 10000 ml

### **Material y colores**

Material del producto Policarbonato (PC)  
Material de la membrana Poliétersulfona (PES)

### **Pureza y certificación**

Categoría de producto no regulado  
Certificación CE sin marca CE  
Estándar de pureza estéril, apirógeno/libre de endotoxinas, no citotóxico  
Esterilización Esterilización por gas  
No citotóxico sí  
Con lotes sí

### **Presentación**

Pedido mínimo 10  
Tipo de embalaje bolsa  
unidades / caja interna 10  
unidades / caja 50  
unidades / pallet 400  
Profundidad caja interior 352 mm  
Ancho de la caja interior 155 mm  
Altura de la caja interior 123 mm  
Profundidad de la caja 530 mm  
Ancho de la caja 370 mm  
Altura de la caja 280 mm  
Volumen de la caja 0.0549 cbm  
Peso del producto 0.025 kg  
Peso de la caja 4.24 kg  
EAN de la caja interna 4038917926188  
EAN de la caja 4038917926195

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

