



Descripción del artículo

Número de pedido	83.3945.100
Descripción del artículo	Tamiz celular, tamaño de poro: 100 µm, amarillo, estéril, apirógeno/libre de endotoxinas, no citotóxico, 1 unidades/blíster

Características del producto

Ejemplo de aplicación	para la elaboración de suspensiones de células individuales
Indicado para	tubos de centrífuga de 50 ml
Filtro	sí
Superficie filtro	4.2 cm ²
Tamaño de poro	100

Dimensiones

Diámetro	34.09 mm
Altura del producto	21 mm

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Las presentes especificaciones son confidenciales y son propiedad de Sarstedt. No deben copiarse ni ponerse a disposición de terceras partes sin nuestro consentimiento previo por escrito.





Material y colores

Material de la membrana	nylon
Material del marco	Polipropileno (PP)
Color del marco	amarillo
Material del filtro	nylon

Pureza y certificación

Categoría de producto	no es un producto sanitario IVD
Estándar de pureza	estéril, apirógeno/libre de endotoxinas, no citotóxico
Esterilización	Irradiación con electrones
Apirógeno	sí
No citotóxico	sí
Con lotes	sí

Presentación

Pedido mínimo	50
Tipo de embalaje	blíster
unidades / caja interna	50
unidades / caja	600
unidades / pallet	9600
Volumen de la caja	0.0798 cbm
Peso del producto	0.0068 kg
Peso de la caja	6.78 kg
EAN de la caja interna	4038917415040
EAN de la caja	4038917415033

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Las presentes especificaciones son confidenciales y son propiedad de Sarstedt. No deben copiarse ni ponerse a disposición de terceras partes sin nuestro consentimiento previo por escrito.

