



### Descripción del artículo

Número de pedido	83.3945.999
Descripción del artículo	Adaptador para tamiz celular, para tubos de 15 ml, 5 ml, 17 x 100 mm y de 12 x 75 mm, estéril, apirógeno/libre de endotoxinas, no citotóxico, 1 unidades/blíster

### Características del producto

Indicado para	tubos de 15 ml, 5 ml, 17 x 100 mm y de 12 x 75 mm
---------------	---

### Material y colores

Material del producto	Polipropileno (PP)
Color del producto	transparente

### Pureza y certificación

Categoría de producto	no es un producto sanitario   IVD
Estándar de pureza	estéril, apirógeno/libre de endotoxinas, no citotóxico
Esterilización	Esterilización por gas
Apirógeno	sí
Con lotes	sí

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Las presentes especificaciones son confidenciales y son propiedad de Sarstedt. No deben copiarse ni ponerse a disposición de terceras partes sin nuestro consentimiento previo por escrito.





**Especificaciones del producto**  
**Adaptador para tamiz celular, para tubos de 15 ml, 5 ml, 17 x 100 mm y de 12 x 75 mm**

**Página 2**

**Presentación**

Pedido mínimo	25
Tipo de embalaje	blíster
unidades / caja interna	25
unidades / caja	200
unidades / pallet	8400
Volumen de la caja	0.0448 cbm
Peso del producto	0.0053 kg
Peso de la caja	2 kg
EAN de la caja interna	4038917415323
EAN de la caja	4038917415316

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Las presentes especificaciones son confidenciales y son propiedad de Sarstedt. No deben copiarse ni ponerse a disposición de terceras partes sin nuestro consentimiento previo por escrito.

Fecha de emisión:  
2022-10-01

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



**SARSTEDT**