



### **Descripción del artículo**

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Número de pedido         | 94.6077.331   |
| Descripción del artículo | lumox® dish 35, Placa de cultivo celular de, con fondo de lámina, Ø: 35 mm, para células adherentes, estéril, apirógeno/libre de endotoxinas, no citotóxico, 5 unidades/bolsa |

### **Características del producto**

|                        |                        |
|------------------------|------------------------|
| Tipo de cierre         | tapa superior encajada |
| Versión                | con fondo de lámina    |
| Tipo de célula         | células adherentes     |
| Forma del fondo        | fondo plano            |
| Superficie crecimiento | 6.35 cm <sup>2</sup>   |
| Volumen de trabajo     | 2,5 ml                 |
| Tipo de recipiente     | Placa                  |
| Codificar color        | rojo                   |

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





### **Dimensiones**

|                     |       |
|---------------------|-------|
| Diámetro            | 35 mm |
| Altura del producto | 6 mm  |

### **Material y colores**

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| Material del producto | lumox®            |
| Material del marco    | Poliestireno (PS) |

### **Pureza y certificación**

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Categoría de producto | no regulado  |
| Certificación CE      | sin marca CE   |
| Estándar de pureza    | estéril, apirógeno/libre de endotoxinas, no citotóxico |
| Esterilización        | Irradiación con electrones                             |
| Apirógeno             | sí   |
| Con lotes             | sí   |

### **Presentación**

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Pedido mínimo           | 50            |
| Tipo de embalaje        | bolsa         |
| unidades / caja interna | 50            |
| unidades / caja         | 250           |
| unidades / pallet       | 15000         |
| Profundidad de la caja  | 348 mm        |
| Ancho de la caja        | 253 mm        |
| Altura de la caja       | 265 mm        |
| Volumen de la caja      | 0.0233 cbm    |
| Peso del producto       | 0.0037 kg     |
| Peso de la caja         | 2.92 kg       |
| EAN de la caja interna  | 4038917255110 |
| EAN de la caja          | 4038917255103 |

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

