



**Especificaciones del producto**  
**lumox® dish 35, Placa de cultivo celular de, con fondo de lámina, Ø: 35 mm, células de suspensión**

**Página 1**



**Descripción del artículo**

Número de pedido	94.6077.333
Descripción del artículo	lumox® dish 35, Placa de cultivo celular de, con fondo de lámina, Ø: 35 mm, para células de suspensión, estéril, apirógeno/libre de endotoxinas, no citotóxico, 5 unidades/bolsa

**Características del producto**

Tipo de cierre	tapa superior encajada
Versión	con fondo de lámina
Tipo de célula	células de suspensión
Forma del fondo	fondo plano
Superficie crecimiento	6.35 cm <sup>2</sup>
Volumen de trabajo	2,5 ml
Tipo de recipiente	Placa
Codificar color	verde

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Las presentes especificaciones son confidenciales y son propiedad de Sarstedt. No deben copiarse ni ponerse a disposición de terceras partes sin nuestro consentimiento previo por escrito.

Fecha de emisión:  
2024-03-29

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



**SARSTEDT**



**Especificaciones del producto**  
**lumox® dish 35, Placa de cultivo celular de, con fondo de lámina, Ø: 35 mm, células de suspensión**

**Dimensiones**

Diámetro 35 mm  
Altura del producto 6 mm

**Material y colores**

Material del producto lumox®  
Material del marco Poliestireno (PS)

**Pureza y certificación**

Categoría de producto no es un producto sanitario | IVD  
Estándar de pureza estéril, apirógeno/libre de endotoxinas, no citotóxico  
Esterilización Irradiación con electrones  
Apirógeno sí  
Con lotes sí

**Presentación**

Pedido mínimo 50  
Tipo de embalaje bolsa  
unidades / caja interna 50  
unidades / caja 250  
unidades / pallet 15000  
Profundidad de la caja 348 mm  
Ancho de la caja 253 mm  
Altura de la caja 265 mm  
Volumen de la caja 0.0233 cbm  
Peso del producto 0.0037 kg  
Peso de la caja 1.91 kg  
EAN de la caja interna 4038917255141  
EAN de la caja 4038917255134

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Las presentes especificaciones son confidenciales y son propiedad de Sarstedt. No deben copiarse ni ponerse a disposición de terceras partes sin nuestro consentimiento previo por escrito.

