



Descripción del artículo

Número de pedido	94.6077.333
Descripción del artículo	lumox® dish 35, Placa de cultivo celular de, con fondo de lámina, Ø: 35 mm, superficie: Suspensión, estéril, apirógeno/libre de endotoxinas, no citotóxico, 5 unidades/bolsa

Características del producto

Tipo de tapón	tapa superior encajada
Versión	con fondo de lámina
Tipo de célula	Suspensión
Forma del fondo	fondo plano
Superficie crecimiento	6,4 cm ²
Volumen de trabajo	2,5 ml
Tubo	Placa
Codificar color	verde

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Las presentes especificaciones son confidenciales y son propiedad de Sarstedt. No deben copiarse ni ponerse a disposición de terceras partes sin nuestro consentimiento previo por escrito.





Dimensiones

Diámetro	35 mm
Altura del producto	6 mm

Material y colores

Material del producto	lumox®
Material del marco	Poliestireno (PS)

Pureza y certificación

Categoría de producto	no es un producto sanitario IVD
Estándar de pureza	estéril, apirógeno/libre de endotoxinas, no citotóxico
Esterilización	Irradiación con electrones
Apirógeno	sí
Con lotes	sí

Presentación

Pedido mínimo	50
Tipo de embalaje	bolsa
unidades / caja interna	50
unidades / caja	250
unidades / pallet	15000
Profundidad de la caja	348 mm
Ancho de la caja	253 mm
Altura de la caja	265 mm
Volumen de la caja	0,0233 cbm
Peso del producto	0,0037 kg
Peso de la caja	1,91 kg
EAN de la caja interna	4038917255141
EAN de la caja	4038917255134

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Las presentes especificaciones son confidenciales y son propiedad de Sarstedt. No deben copiarse ni ponerse a disposición de terceras partes sin nuestro consentimiento previo por escrito.

