



Descripción del artículo

Número de pedido	80.626
Descripción del artículo	Hisopo forense, redondo, tratado con óxido de etileno, ISO 18385, longitud de la varilla: 150 mm, material de la varilla: madera, cabeza de torunda redondo, material de la torunda: algodón, 1 unidades/blíster

Características del producto

Ámbito de aplicación	Extracción de muestras forenses
----------------------	---------------------------------

Dimensiones

Diámetro	2.2 mm
Ancho del producto	2.2 mm
Longitud del producto	150 mm
Longitud de la varilla	150 mm

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





Especificaciones del producto
Hisopo forense, redondo, ISO 18385, 150 mm, algodón

Página 2

Material y colores

Color del producto	multicolor
Material de la torunda	algodón
Material de la varilla	madera

Pureza y certificación

Cumple el requisito	ISO 18385
Categoría de producto	no es un producto sanitario IVD
Estándar de pureza	tratado con óxido de etileno
Esterilización	Esterilización por gas
Con lotes	sí

Presentación

Pedido mínimo	1000
Tipo de embalaje	blíster
unidades / caja interna	100
unidades / caja	1000
unidades / pallet	68000
Profundidad de la caja	428 mm
Ancho de la caja	398 mm
Altura de la caja	135 mm
Volumen de la caja	0.023 cbm
Peso del producto	0.0012 kg
Peso de la caja	1.95 kg
EAN de la caja interna	4038917279345
EAN de la caja	4038917279338

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Fecha de emisión:
2024-07-27

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



SARSTEDT