

Especificaciones del producto

Hisopo forense, puntiagudo, en el tubo con membrana de ventilación, ISO 18385, 95 mm, algodón

Página 1



Descripción del artículo

Número de pedido 80.629.101

Descripción del artículo Hisopo forense, puntiagudo, en el tubo con membrana de

ventilación, con etiqueta de papel, tratado con óxido de etileno, ISO 18385, secado pasivo, longitud de la varilla: 95 mm, material de la varilla: madera, cabeza de torunda puntiagudo, material de la torunda: algodón, tubo: PP,

blíster sin aluminio, 1 unidades/blíster

Características del producto

Etiqueta/ Impresión con etiqueta de papel

Tapón Tapón de rosca con soporte para bastoncillos de algodón

Tipo de cierre tapón de rosca

Versión en el tubo con membrana de ventilación

Ámbito de aplicación Extracción de muestras forenses

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.



Especificaciones del producto

Hisopo forense, puntiagudo, en el tubo con membrana de ventilación, ISO 18385, 95 mm, algodón

Página 2

Dimensiones

18 mm Diámetro Ancho del producto 18.05 mm Altura del producto 106.6 mm Longitud del producto 107 mm Longitud incluido el tapón 97.6 µm Longitud sin tapón 105.4 mm Longitud con tapón y émbolo 106.6 µm Longitud de la varilla 95 mm

Material y colores

Color del producto multicolor

Material de cierre Polietileno de alta densidad (HD-PE)

Color del cierre rojo
Material de la torunda algodón
Material de la varilla madera

Material del tubo Polipropileno (PP)

Pureza y certificación

Cumple el requisito ISO 18385

Categoria de producto no es un producto sanitario | IVD Estándar de pureza tratado con óxido de etileno

Esterilización por gas

Con lotes sí

Presentación

Pedido mínimo 800 Tipo de embalaje blíster unidades / caja interna 100 unidades / caja 800 unidades / pallet 20000 Profundidad caja interior 211 mm Ancho de la caja interior 151 mm Altura de la caja interior 171 mm Profundidad de la caja 437 mm Ancho de la caja 363 mm

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





Especificaciones del producto Hisopo forense, puntiagudo, en el tubo con membrana de ventilación, ISO 18385, 95 mm,

algodón

Página 3

Altura de la caja 335 mm Volumen de la caja 0.0531 cbm Peso del producto 0.0065 kg Peso de la caja 7.29 kg

EAN de la caja interna 4038917315579 EAN de la caja 4038917428972

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Fecha de emisión: 2024-04-26

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



SARSTEDT