



Especificaciones del producto
**Hisopo forense, redondo, en el tubo con
membrana de ventilación, ISO 18385, 81.4 mm,
viscosa**

Página 1



Descripción del artículo

Número de pedido	80.629
Descripción del artículo	Hisopo forense, redondo, en el tubo con membrana de ventilación, tratado con óxido de etileno, ISO 18385, secado pasivo, longitud de la varilla: 81,4 mm, material de la varilla: PS, cabeza de torunda redondo, material de la torunda: viscosa, tubo: PP, 1 unidades/tubo de transporte

Características del producto

Etiqueta/ Impresión	con etiqueta de papel
Tapón	tapón de rosca estándar
Tipo de tapón	tapón de rosca
Versión	en el tubo con membrana de ventilación
Ámbito de aplicación	Extracción de muestras forenses

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Las presentes especificaciones son confidenciales y son propiedad de Sarstedt. No deben copiarse ni ponerse a disposición de terceras partes sin nuestro consentimiento previo por escrito.

Fecha de emisión:
2021-12-08

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.





Especificaciones del producto
**Hisopo forense, redondo, en el tubo con
membrana de ventilación, ISO 18385, 81.4 mm,
viscosa**

Página 2

Dimensiones

Ancho del producto	18 mm
Longitud del producto	107 mm
Longitud incluido el tapón	106,8 mm
Longitud sin tapón	90 mm
Longitud con tapón y émbolo	94 mm
Longitud de la varilla	81,4 mm

Material y colores

Color del producto	blanco
Material del tapón	Polietileno de alta densidad (HD-PE)
Color del cierre	blanco
Material de la torunda	viscosa
Material de la varilla	Poliestireno (PS)
Material del tubo	Polipropileno (PP)

Pureza y certificación

Cumple el requisito	ISO 18385
Categoría de producto	no es un producto sanitario IVD
Estándar de pureza	tratado con óxido de etileno
Esterilización	Esterilización por gas
Con lotes	sí

Presentación

Pedido mínimo	800
Tipo de embalaje	tubo de transporte
unidades / caja interna	100
unidades / caja	800
unidades / pallet	20000
Profundidad caja interior	211 mm
Ancho de la caja interior	151 mm
Altura de la caja interior	171 mm
Profundidad de la caja	437 mm
Ancho de la caja	363 mm
Altura de la caja	335 mm
Volumen de la caja	0,0531 cbm

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Las presentes especificaciones son confidenciales y son propiedad de Sarstedt. No deben copiarse ni ponerse a disposición de terceras partes sin nuestro consentimiento previo por escrito.

Fecha de emisión:
2021-12-08

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



SARSTEDT



Especificaciones del producto
Hisopo forense, redondo, en el tubo con
membrana de ventilación, ISO 18385, 81.4 mm,
viscosa

Página 3

Peso del producto	0,0067 kg
Peso de la caja	7,43 kg
EAN de la caja interna	4038917264686
EAN de la caja	4038917428934

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Las presentes especificaciones son confidenciales y son propiedad de Sarstedt. No deben copiarse ni ponerse a disposición de terceras partes sin nuestro consentimiento previo por escrito.

Fecha de emisión:
2021-12-08

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



SARSTEDT