



**Especificaciones del producto**  
**Hisopo forense, redondo, en el tubo con**  
**membrana de ventilación, ISO 18385, 85 mm,**  
**viscosa**

**Página 1**



### Descripción del artículo

Número de pedido	80.630
Descripción del artículo	Hisopo forense, redondo, en el tubo con membrana de ventilación, tratado con óxido de etileno, ISO 18385, secado pasivo, longitud de la varilla: 85 mm, material de la varilla: PS, cabeza de torunda redondo, material de la torunda: viscosa, tubo: PP, 1 unidades/tubo de transporte

### Características del producto

Etiqueta/ Impresión	con etiqueta de papel
Tapón	tapón estándar
Tipo de tapón	tapa superior encajada
Versión	en el tubo con membrana de ventilación
Ámbito de aplicación	Extracción de muestras forenses

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Las presentes especificaciones son confidenciales y son propiedad de Sarstedt. No deben copiarse ni ponerse a disposición de terceras partes sin nuestro consentimiento previo por escrito.

Fecha de emisión:  
2021-12-08

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



**SARSTEDT**



**Especificaciones del producto**  
**Hisopo forense, redondo, en el tubo con  
membrana de ventilación, ISO 18385, 85 mm,  
viscosa**

**Página 2**

**Dimensiones**

Longitud del producto	175 mm
Longitud sin tapón	105 mm
Longitud de la varilla	85 mm

**Material y colores**

Color del producto	blanco
Material del tapón	Polipropileno (PP)
Color del cierre	blanco
Material de la torunda	viscosa
Material de la varilla	Poliestireno (PS)
Material del tubo	Polipropileno (PP)

**Pureza y certificación**

Cumple el requisito	ISO 18385
Categoría de producto	no es un producto sanitario   IVD
Estándar de pureza	tratado con óxido de etileno
Esterilización	Esterilización por gas
Con lotes	sí

**Presentación**

Pedido mínimo	500
Tipo de embalaje	tubo de transporte
unidades / caja interna	50
unidades / caja	500
unidades / pallet	33000
Profundidad caja interior	181 mm
Ancho de la caja interior	97 mm
Altura de la caja interior	98 mm
Profundidad de la caja	498 mm
Ancho de la caja	373 mm
Altura de la caja	115 mm
Volumen de la caja	0,0214 cbm
Peso del producto	0,0074 kg
Peso de la caja	4,52 kg
EAN de la caja interna	4038917275026

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Las presentes especificaciones son confidenciales y son propiedad de Sarstedt. No deben copiarse ni ponerse a disposición de terceras partes sin nuestro consentimiento previo por escrito.

Fecha de emisión:  
2021-12-08

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



**SARSTEDT**



**Especificaciones del producto**  
**Hisopo forense, redondo, en el tubo con**  
**membrana de ventilación, ISO 18385, 85 mm,**  
**viscosa**

**Página 3**

EAN de la caja

4038917275019

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Las presentes especificaciones son confidenciales y son propiedad de Sarstedt. No deben copiarse ni ponerse a disposición de terceras partes sin nuestro consentimiento previo por escrito.

Fecha de emisión:  
2021-12-08

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



**SARSTEDT**