



Especificaciones del producto
Hisopo forense, XL, redondo, en el tubo con
membrana de ventilación, ISO 18385, 125 mm,
viscosa

Página 1



Descripción del artículo

Número de pedido	80.634
Descripción del artículo	Hisopo forense, XL, redondo, en el tubo con membrana de ventilación, con etiqueta de seguridad, tratado con óxido de etileno, ISO 18385, secado pasivo, longitud de la varilla: 125 mm, material de la varilla: PS, cabeza de torunda redondo, material de la torunda: viscosa, tubo: PP, 50 unidades/caja

Características del producto

Etiqueta/ Impresión	con etiqueta de seguridad
Tapón	Tapones con soporte para bastoncillos de algodón
Tipo de cierre	tapón a presión
Versión	en el tubo con membrana de ventilación
Ámbito de aplicación	Extracción de muestras forenses

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Fecha de emisión:
2025-12-13

Este documento ha sido preparado
por el soporte informático EDP y es
válido sin la firma.



SARSTEDT



Especificaciones del producto
Hisopo forense, XL, redondo, en el tubo con
membrana de ventilación, ISO 18385, 125 mm,
viscosa

Página 2

Dimensiones

Longitud del producto	175 mm
Longitud sin tapón	150 mm
Longitud de la varilla	125 mm

Material y colores

Color del producto	blanco
Material de cierre	Polipropileno (PP)
Color del cierre	blanco
Material de la torunda	viscosa
Material de la varilla	Poliestireno (PS)
Material del tubo	Polipropileno (PP)

Pureza y certificación

Cumple el requisito	ISO 18385
Categoría de producto	no regulado
Certificación CE	sin marca CE
Estándar de pureza	tratado con óxido de etileno
Esterilización	Esterilización por gas
Con lotes	sí

Presentación

Pedido mínimo	500
Tipo de embalaje	caja
unidades / caja interna	50
unidades / caja	500
unidades / pallet	33000
Profundidad caja interior	181 mm
Ancho de la caja interior	97 mm
Altura de la caja interior	98 mm
Profundidad de la caja	498 mm
Ancho de la caja	373 mm
Altura de la caja	115 mm
Volumen de la caja	0.0214 cbm
Peso del producto	0.0072 kg
Peso de la caja	4.41 kg

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Fecha de emisión:
2025-12-13

Este documento ha sido preparado
por el soporte informático EDP y es
válido sin la firma.



SARSTEDT



Especificaciones del producto
**Hisopo forense, XL, redondo, en el tubo con
membrana de ventilación, ISO 18385, 125 mm,
viscosa**

Página 3

EAN de la caja interna 4038917276702
EAN de la caja 4038917276696

Estas son las especificaciones actuales para este producto.
Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su
totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin
notificación previa.

Fecha de emisión:
2025-12-13

Este documento ha sido preparado
por el soporte informático EDP y es
válido sin la firma.



SARSTEDT