

Especificaciones del producto Pata de goma, para cajas de puntas de pipeta, gris

Página 1

Descripción del artículo

Número de pedido 95.1760.100

Descripción del artículo Pata de goma, para cajas de puntas de pipeta, gris

Características del producto

Indicado para cajas de puntas de pipeta

Material y colores

Material del producto Elastómero termoplástico (TPE)

Color del producto gris

Pureza y certificación

Categoria de producto no es un producto sanitario | IVD

Con lotes no

Presentación

Pedido mínimo 25 25 unidades / caja interna unidades / caja 2000 unidades / pallet 648000 Profundidad de la caja 268 mm Ancho de la caja 191 mm Altura de la caja 100 mm Volumen de la caja 0.0051 cbm Peso del producto 0.0001 kg Peso de la caja 0.45 kg

EAN de la caja interna 4038917522670 EAN de la caja 4038917522663

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

