



### **Descripción del artículo**

Número de pedido	90.189.220
Descripción del artículo	Filtro de repuesto, para Automatic-Sarpette® , tamaño de poro: 0,45 µm, 5 unidades/bolsa

### **Características del producto**

Indicado para	Automatic-Sarpette®
Tamaño de poro	0,45

### **Pureza y certificación**

Categoría de producto	no es un producto sanitario   IVD
Con lotes	no

### **Presentación**

Pedido mínimo	5
Tipo de embalaje	bolsa
unidades / caja interna	5
unidades / caja	500
unidades / pallet	54000
Profundidad de la caja	308 mm

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





**Especificaciones del producto**  
**Filtro de repuesto, para Automatic-Sarpette® ,**  
**tamaño de poro: 0,45 µm**

**Página 2**

Ancho de la caja	223 mm
Altura de la caja	195 mm
Volumen de la caja	0.0134 cbm
Peso del producto	0.002 kg
Peso de la caja	1.21 kg
EAN de la caja interna	4038917419024
EAN de la caja	4038917419017

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Fecha de emisión:  
2024-09-19

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



**SARSTEDT**