




Especificaciones del producto
Pipeta de transferencia, 1 ml, (LxAn): 115 x 10 mm, LD-PE, transparente

Página 1



Descripción del artículo

Número de pedido	86.1170
Descripción del artículo	Pipeta de transferencia, volumen nominal: 1 ml, (LxAn): 115 x 10 mm, material: LD-PE, transparente, tamaño de gota: 40 µl - 50 µl, escala inyectada hasta 0,3 ml, no estériles, 500 unidades/caja

Características del producto

Graduación	sí
------------	----

Dimensiones

Volumen nominal	1 ml
Ancho del producto	10 mm
Longitud del producto	115 mm
Tamaño de gota	40 µl - 50 µl

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Fecha de emisión:
2026-04-04

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



SARSTEDT



Especificaciones del producto
Pipeta de transferencia, 1 ml, (LxAn): 115 x 10 mm, LD-PE, transparente

Página 2

Material y colores

Material del producto Polietileno de baja densidad (LD-PE)
Color del producto transparente

Pureza y certificación

Categoría de producto Diagnóstico in vitro (IVD)
Certificación CE CE - Declaración del fabricante
Estándar de pureza no estériles
Con lotes sí

Presentación

Pedido mínimo 2000
Tipo de embalaje caja
unidades / caja interna 500
unidades / caja 2000
unidades / pallet 168000
Profundidad caja interior 261 mm
Ancho de la caja interior 126 mm
Altura de la caja interior 121 mm
Profundidad de la caja 285 mm
Ancho de la caja 260 mm
Altura de la caja 260 mm
Volumen de la caja 0.0193 cbm
Peso del producto 0.0007 kg
Peso de la caja 1.89 kg
EAN de la caja interna 4038917085564
EAN de la caja 4038917004206

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Fecha de emisión:
2026-04-04

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



SARSTEDT