


Especificaciones del producto Pipeta de transferencia, 1 ml, (LxAn): 115 x 10 mm, LD-PE, transparente

Página 1



Descripción del artículo

Número de pedido 86.1170

Descripción del artículo Pipeta de transferencia, volumen nominal: 1 ml, (LxAn): 115

x 10 mm, material: LD-PE, transparente, tamaño de gota:

40 μl - 50 μl, escala inyectada hasta 0,3 ml, 500

unidades/caja


Características del producto

Graduación sí

Dimensiones

Volumen nominal 1 ml
Ancho del producto 10 mm
Longitud del producto 115 mm
Tamaño de gota 40 µl - 50 µl

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.



Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.





Especificaciones del producto Pipeta de transferencia, 1 ml, (LxAn): 115 x 10 mm, LD-PE, transparente

Página 2

Material y colores

Material del producto Polietileno de baja densidad (LD-PE)

Color del producto transparente

Pureza y certificación

Categoria de producto In vitro-Diagnóstico, CE

Certificación CE CE
Con lotes sí

Presentación

Pedido mínimo 2000 Tipo de embalaje caja unidades / caja interna 500 unidades / caja 2000 unidades / pallet 168000 Profundidad caja interior 261 mm 126 mm Ancho de la caja interior Altura de la caja interior 121 mm Profundidad de la caja 533 mm Ancho de la caja 263 mm Altura de la caja 140 mm Volumen de la caja 0.0196 cbm Peso del producto 0.0007 kg Peso de la caja 1.89 kg

EAN de la caja interna 4038917085564 EAN de la caja 4038917004206

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

