




**Especificaciones del producto**  
**Pipeta de transferencia, 3,5 ml, (LxAn): 155 x 12,5 mm, LD-PE, transparente**

**Página 1**



### Descripción del artículo

Número de pedido	86.1173.020
Descripción del artículo	Pipeta de transferencia, volumen nominal: 3,5 ml, (LxAn): 155 x 12,5 mm, material: LD-PE, transparente, tamaño de gota: 30 µl - 45 µl, estéril, 20 unidades/bolsa

### Características del producto

Graduación	no
------------	----

### Dimensiones

Volumen nominal	3.5 ml
Ancho del producto	12.5 mm
Longitud del producto	155 mm
Tamaño de gota	30 µl - 45 µl

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Fecha de emisión:  
2024-05-05

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



**SARSTEDT**



**Especificaciones del producto**  
**Pipeta de transferencia, 3,5 ml, (LxAn): 155 x 12,5 mm, LD-PE, transparente**

**Página 2**

**Material y colores**

Material del producto Polietileno de baja densidad (LD-PE)  
Color del producto transparente

**Pureza y certificación**

Categoría de producto no es un producto sanitario | IVD  
Estándar de pureza estéril  
Esterilización Irradiación con electrones  
Con lotes sí

**Presentación**

Pedido mínimo 4000  
Tipo de embalaje bolsa  
unidades / caja interna 500  
unidades / caja 4000  
unidades / pallet 64000  
Volumen de la caja 0.1309 cbm  
Peso del producto 0.0016 kg  
Peso de la caja 8.32 kg  
EAN de la caja interna 4038917318372  
EAN de la caja 4038917318365

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Fecha de emisión:  
2024-05-05

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



**SARSTEDT**