




Especificaciones del producto
Pipeta de transferencia, 6 ml, (LxAn): 152 x 15
mm, LD-PE, transparente

Página 1



Descripción del artículo

Número de pedido	86.1174
Descripción del artículo	Pipeta de transferencia, volumen nominal: 6 ml, (LxAn): 152 x 15 mm, material: LD-PE, transparente, tamaño de gota: 40 µl - 55 µl, 400 unidades/caja

Características del producto

Graduación	no
------------	----

Dimensiones

Volumen nominal	6 ml
Ancho del producto	15 mm
Longitud del producto	152 mm
Tamaño de gota	40 µl - 55 µl

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Fecha de emisión:
2024-05-03

Este documento ha sido preparado
por el soporte informático EDP y es
válido sin la firma.



SARSTEDT



Especificaciones del producto
Pipeta de transferencia, 6 ml, (LxAn): 152 x 15 mm, LD-PE, transparente

Material y colores

Material del producto	Polietileno de baja densidad (LD-PE)
Color del producto	transparente

Pureza y certificación

Categoría de producto	In vitro-Diagnóstico, CE
Certificación CE	CE
Con lotes	sí

Presentación

Pedido mínimo	1600
Tipo de embalaje	caja
unidades / caja interna	400
unidades / caja	1600
unidades / pallet	44800
Profundidad caja interior	261 mm
Ancho de la caja interior	161 mm
Altura de la caja interior	231 mm
Profundidad de la caja	533 mm
Ancho de la caja	333 mm
Altura de la caja	250 mm
Volumen de la caja	0.0444 cbm
Peso del producto	0.0017 kg
Peso de la caja	3.58 kg
EAN de la caja interna	4038917085601
EAN de la caja	4038917004244

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

