




Especificaciones del producto
Pipeta de transferencia, 6 ml, (LxAn): 146 x 15
mm, LD-PE, transparente

Página 1



Descripción del artículo

Número de pedido	86.1175.010
Descripción del artículo	Pipeta de transferencia, volumen nominal: 6 ml, (LxAn): 146 x 15 mm, material: LD-PE, transparente, tamaño de gota: 20 µl - 30 µl, estéril, 10 unidades/blíster

Características del producto

Graduación	no
------------	----

Dimensiones

Volumen nominal	6 ml
Ancho del producto	15 mm
Longitud del producto	146 mm
Tamaño de gota	20 µl - 30 µl

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Fecha de emisión:
2024-04-29

Este documento ha sido preparado
por el soporte informático EDP y es
válido sin la firma.



SARSTEDT



Especificaciones del producto
Pipeta de transferencia, 6 ml, (LxAn): 146 x 15 mm, LD-PE, transparente

Material y colores

Material del producto	Polietileno de baja densidad (LD-PE)
Color del producto	transparente

Pureza y certificación

Categoría de producto	In vitro-Diagnóstico, CE
Certificación CE	CE
Estándar de pureza	estéril
Esterilización	Esterilización por gas
Con lotes	sí

Presentación

Pedido mínimo	1000
Tipo de embalaje	blíster
unidades / caja interna	250
unidades / caja	1000
unidades / pallet	28000
Profundidad caja interior	261 mm
Ancho de la caja interior	161 mm
Altura de la caja interior	231 mm
Profundidad de la caja	533 mm
Ancho de la caja	333 mm
Altura de la caja	250 mm
Volumen de la caja	0.0444 cbm
Peso del producto	0.0015 kg
Peso de la caja	2.71 kg
EAN de la caja interna	4038917353168
EAN de la caja	4038917353137

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

