




**Especificaciones del producto**  
**Pipeta de transferencia, 6 ml, (LxAn): 146 x 15 mm, LD-PE, transparente**

**Página 1**



### Descripción del artículo

Número de pedido	86.1175.020
Descripción del artículo	Pipeta de transferencia, volumen nominal: 6 ml, (LxAn): 146 x 15 mm, material: LD-PE, transparente, tamaño de gota: 20 µl - 30 µl, estéril, 20 unidades/bolsa

### Características del producto

Graduación	no
------------	----

### Dimensiones

Volumen nominal	6 ml
Ancho del producto	15 mm
Longitud del producto	146 mm
Tamaño de gota	20 µl - 30 µl

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Fecha de emisión:  
2024-04-28

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



**SARSTEDT**



**Especificaciones del producto**  
**Pipeta de transferencia, 6 ml, (LxAn): 146 x 15 mm, LD-PE, transparente**

**Página 2**

**Material y colores**

Material del producto Polietileno de baja densidad (LD-PE)  
Color del producto transparente

**Pureza y certificación**

Categoría de producto no es un producto sanitario | IVD  
Estándar de pureza estéril  
Esterilización Irradiación con electrones  
Con lotes sí

**Presentación**

Pedido mínimo 3200  
Tipo de embalaje bolsa  
unidades / caja interna 400  
unidades / caja 3200  
unidades / pallet 3200  
Volumen de la caja 0.1309 cbm  
Peso del producto 0.0022 kg  
Peso de la caja 8.64 kg  
EAN de la caja interna 4038917318433  
EAN de la caja 4038917318426

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Fecha de emisión:  
2024-04-28

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



**SARSTEDT**