




Especificaciones del producto
Pipeta de transferencia, 6 ml, (LxAn): 146 x 15 mm, LD-PE, transparente

Página 1



Descripción del artículo

Número de pedido 86.1175
Descripción del artículo Pipeta de transferencia, volumen nominal: 6 ml, (LxAn): 146 x 15 mm, material: LD-PE, transparente, tamaño de gota: 20 µl - 30 µl, 400 unidades/caja

Características del producto

Graduación no

Dimensiones

Volumen nominal 6 ml
Ancho del producto 15 mm
Longitud del producto 146 mm
Tamaño de gota 20 µl - 30 µl

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Fecha de emisión:
2026-04-04

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



SARSTEDT



Especificaciones del producto
Pipeta de transferencia, 6 ml, (LxAn): 146 x 15 mm, LD-PE, transparente

Página 2

Material y colores

Material del producto Polietileno de baja densidad (LD-PE)
Color del producto transparente

Pureza y certificación

Categoría de producto Diagnóstico in vitro (IVD)
Certificación CE CE - Declaración del fabricante
Con lotes sí

Presentación

Pedido mínimo 1600
Tipo de embalaje caja
unidades / caja interna 400
unidades / caja 1600
unidades / pallet 44800
Profundidad caja interior 261 mm
Ancho de la caja interior 161 mm
Altura de la caja interior 231 mm
Profundidad de la caja 533 mm
Ancho de la caja 333 mm
Altura de la caja 250 mm
Volumen de la caja 0.0444 cbm
Peso del producto 0.0015 kg
Peso de la caja 3.33 kg
EAN de la caja interna 4038917085618
EAN de la caja 4038917004251

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Fecha de emisión:
2026-04-04

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



SARSTEDT