




**Especificaciones del producto**  
**Pipeta de transferencia, 2 ml, (LxAn): 154 x 11 mm, LD-PE, transparente**

**Página 1**



### Descripción del artículo

Número de pedido	86.1176.300
Descripción del artículo	Pipeta de transferencia, volumen nominal: 2 ml, (LxAn): 154 x 11 mm, material: LD-PE, transparente, tamaño de gota: 35 µl - 45 µl, 500 unidades/caja

### Características del producto

Graduación	no
------------	----

### Dimensiones

Volumen nominal	2 ml
Ancho del producto	11 mm
Longitud del producto	154 mm
Tamaño de gota	35 µl - 45 µl

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Fecha de emisión:  
2025-01-18

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



**SARSTEDT**



**Especificaciones del producto**  
**Pipeta de transferencia, 2 ml, (LxAn): 154 x 11 mm, LD-PE, transparente**

**Página 2**

**Material y colores**

Material del producto Polietileno de baja densidad (LD-PE)  
Color del producto transparente

**Pureza y certificación**

Categoría de producto no es un producto sanitario | IVD  
Con lotes sí

**Presentación**

Pedido mínimo 5000  
Tipo de embalaje caja  
unidades / caja interna 500  
unidades / caja 5000  
unidades / pallet 84000  
Volumen de la caja 0.0994 cbm  
Peso del producto 0.0015 kg  
Peso de la caja 8.64 kg  
EAN de la caja interna 4038917378567  
EAN de la caja 4038917378550

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Fecha de emisión:  
2025-01-18

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



**SARSTEDT**