




**Especificaciones del producto**  
**Pipeta de transferencia, 2 ml, (LxAn): 154 x 11 mm, LD-PE, transparente**

**Página 1**



**Descripción del artículo**

Número de pedido 86.1176  
Descripción del artículo Pipeta de transferencia, volumen nominal: 2 ml, (LxAn): 154 x 11 mm, material: LD-PE, transparente, tamaño de gota: 35 µl - 45 µl, 750 unidades/caja

**Características del producto**

Graduación no

**Dimensiones**

Volumen nominal 2 ml  
Ancho del producto 11 mm  
Longitud del producto 154 mm  
Tamaño de gota 35 µl - 45 µl

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Fecha de emisión:  
2024-04-29

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



**SARSTEDT**



**Especificaciones del producto**  
**Pipeta de transferencia, 2 ml, (LxAn): 154 x 11 mm, LD-PE, transparente**

**Página 2**

**Material y colores**

Material del producto Polietileno de baja densidad (LD-PE)  
Color del producto transparente

**Pureza y certificación**

Categoría de producto In vitro-Diagnóstico, CE  
Certificación CE CE  
Con lotes sí

**Presentación**

Pedido mínimo 3000  
Tipo de embalaje caja  
unidades / caja interna 750  
unidades / caja 3000  
unidades / pallet 84000  
Profundidad caja interior 261 mm  
Ancho de la caja interior 161 mm  
Altura de la caja interior 231 mm  
Profundidad de la caja 533 mm  
Ancho de la caja 333 mm  
Altura de la caja 250 mm  
Volumen de la caja 0.0444 cbm  
Peso del producto 0.0012 kg  
Peso de la caja 4.5 kg  
EAN de la caja interna 4038917085625  
EAN de la caja 4038917004268

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Fecha de emisión:  
2024-04-29

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



**SARSTEDT**