



### **Descripción del artículo**

Número de pedido	86.1179
Descripción del artículo	Pipeta de transferencia, volumen nominal: 1 ml, (LxAn): 87 x 10 mm, material: LD-PE, transparente, tamaño de gota: 30 µl - 45 µl, 750 unidades/caja

### **Características del producto**

Graduación	no
------------	----

### **Dimensiones**

Volumen nominal	1 ml
Ancho del producto	10 mm
Longitud del producto	87 mm
Tamaño de gota	30 µl - 45 µl

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





### **Material y colores**

Material del producto Polietileno de baja densidad (LD-PE)  
Color del producto transparente

### **Pureza y certificación**

Categoría de producto In vitro-Diagnóstico, CE  
Certificación CE CE  
Con lotes sí

### **Presentación**

Pedido mínimo 3000  
Tipo de embalaje caja  
unidades / caja interna 750  
unidades / caja 3000  
unidades / pallet 252000  
Profundidad caja interior 261 mm  
Ancho de la caja interior 126 mm  
Altura de la caja interior 121 mm  
Profundidad de la caja 533 mm  
Ancho de la caja 263 mm  
Altura de la caja 140 mm  
Volumen de la caja 0.0196 cbm  
Peso del producto 0.0006 kg  
Peso de la caja 2.46 kg  
EAN de la caja interna 4038917085632  
EAN de la caja 4038917004275

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

