




Especificaciones del producto
**Pipeta serológica, con punta, con algodón, 1 ml,
estéril, 25 unidades/bolsa**

Página 1



Descripción del artículo

Número de pedido	86.1251.025
Descripción del artículo	Pipeta serológica, con punta, con algodón, 1 ml, color de la codificación: amarillo, material: PS, estéril, 25 unidades/bolsa

Características del producto

Color impresión/etiqueta	amarillo
Graduación	sí
Versión	con punta, con algodón
Volumen de trabajo	1 ml
Codificar color	amarillo

Dimensiones

Diámetro	4 mm
Longitud del producto	270 mm

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Fecha de emisión:
2024-04-25

Este documento ha sido preparado
por el soporte informático EDP y es
válido sin la firma.



SARSTEDT



Especificaciones del producto
**Pipeta serológica, con punta, con algodón, 1 ml,
estéril, 25 unidades/bolsa**

Página 2

Material y colores

Material del producto	Poliestireno (PS)
Color del producto	transparente

Pureza y certificación

Categoría de producto	no es un producto sanitario IVD
Estándar de pureza	estéril
Esterilización	Irradiación gamma
Con lotes	sí

Presentación

Pedido mínimo	1000
Tipo de embalaje	bolsa
unidades / caja interna	25
unidades / caja	1000
unidades / pallet	108000
Profundidad de la caja	413 mm
Ancho de la caja	250 mm
Altura de la caja	150 mm
Volumen de la caja	0.0155 cbm
Peso del producto	0.0033 kg
Peso de la caja	3.94 kg
EAN de la caja interna	4038917127165
EAN de la caja	4038917021074

Estas son las especificaciones actuales para este producto.
Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su
totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin
notificación previa.

Fecha de emisión:
2024-04-25

Este documento ha sido preparado
por el soporte informático EDP y es
válido sin la firma.



SARSTEDT