




**Especificaciones del producto**  
**Pipeta serológica, con punta, con algodón, 2 ml,**  
**estéril, 25 unidades/bolsa**

**Página 1**



### Descripción del artículo

Número de pedido	86.1252.025
Descripción del artículo	Pipeta serológica, con punta, con algodón, 2 ml, color de la codificación: verde, material: PS, estéril, 25 unidades/bolsa

### Características del producto

Etiqueta/ Impresión	con graduación impresa
Color impresión/etiqueta	verde/negro
Graduación	sí
Versión	con punta, con algodón
Volumen de trabajo	0,2 ml - 2,5 ml
Codificar color	verde

### Dimensiones

Volumen nominal	2 ml
Diámetro	6 mm
Longitud del producto	270 mm

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Fecha de emisión:  
2024-07-27

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



**SARSTEDT**



**Especificaciones del producto**  
**Pipeta serológica, con punta, con algodón, 2 ml,  
estéril, 25 unidades/bolsa**

**Página 2**

**Material y colores**

Material del producto Poliestireno (PS)  
Color del producto transparente

**Pureza y certificación**

Categoría de producto no es un producto sanitario | IVD  
Estándar de pureza estéril  
Esterilización Irradiación gamma  
Con lotes sí

**Presentación**

Pedido mínimo 1000  
Tipo de embalaje bolsa  
unidades / caja interna 25  
unidades / caja 1000  
unidades / pallet 81000  
Profundidad de la caja 413 mm  
Ancho de la caja 250 mm  
Altura de la caja 195 mm  
Volumen de la caja 0.0201 cbm  
Peso del producto 0.0036 kg  
Peso de la caja 4.21 kg  
EAN de la caja interna 4038917127219  
EAN de la caja 4038917021098

Estas son las especificaciones actuales para este producto.  
Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su  
totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin  
notificación previa.

Fecha de emisión:  
2024-07-27

Este documento ha sido preparado  
por el soporte informático EDP y es  
válido sin la firma.



**SARSTEDT**