



Descripción del artículo

Número de pedido	86.1254.025
Descripción del artículo	Pipeta serológica, con algodón, 10 ml, color de la codificación: naranja, material: PS, estéril, 25 unidades/bolsa

Características del producto

Color impresión/etiqueta	naranja
Graduación	sí
Versión	con algodón
Volumen de trabajo	10 ml
Codificar color	naranja

Dimensiones

Diámetro	10 mm
Longitud del producto	335 mm

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Las presentes especificaciones son confidenciales y son propiedad de Sarstedt. No deben copiarse ni ponerse a disposición de terceras partes sin nuestro consentimiento previo por escrito.





Especificaciones del producto
Pipeta serológica, con algodón, 10 ml, estéril, 25 unidades/bolsa

Página 2

Material y colores

Material del producto Poliestireno (PS)
Color del producto transparente

Pureza y certificación

Categoría de producto no es un producto sanitario | IVD
Estándar de pureza estéril
Esterilización Irradiación gamma
Con lotes sí

Presentación

Pedido mínimo 500
Tipo de embalaje bolsa
unidades / caja interna 25
unidades / caja 500
unidades / pallet 27000
Volumen de la caja 0.0264 cbm
Peso del producto 0.0091 kg
Peso de la caja 5.26 kg
EAN de la caja interna 4038917127318
EAN de la caja 4038917021135

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Las presentes especificaciones son confidenciales y son propiedad de Sarstedt. No deben copiarse ni ponerse a disposición de terceras partes sin nuestro consentimiento previo por escrito.

Fecha de emisión:
2022-10-01

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



SARSTEDT