


Especificaciones del producto Pipeta serológica, sin punta, con algodón, 10 ml, estéril, 10 unidades/bolsa

Página 1



Descripción del artículo

Número de pedido 86.1688.010

Descripción del artículo Pipeta serológica, sin punta, con algodón, 10 ml, material:

PS, estéril, 10 unidades/bolsa

Características del producto

Graduación sí

Versión sin punta, con algodón

Volumen de trabajo 10 ml

Dimensiones

Diámetro 10 mm Longitud del producto 335 mm

Material y colores

Material del producto Poliestireno (PS)
Color del producto transparente

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





Especificaciones del producto Pipeta serológica, sin punta, con algodón, 10 ml, estéril, 10 unidades/bolsa

Página 2

Pureza y certificación

Categoria de producto no es un producto sanitario | IVD

Estándar de pureza estéril

Esterilización Irradiación gamma

Con lotes sí

Presentación

Pedido mínimo 500 Tipo de embalaje bolsa unidades / caja interna 10 unidades / caja 500 unidades / pallet 27000 Profundidad de la caja 413 mm Ancho de la caja 250 mm Altura de la caja 270 mm Volumen de la caja 0.0279 cbm Peso del producto 0.0085 kg Peso de la caja 4.97 kg

EAN de la caja interna 4038917133081 EAN de la caja 4038917024693

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

