



**Especificaciones del producto**  
**Sarpette® M, 1 canal, variable, 2 µl - 20 µl,**  
**amarillo, 1 unidades/caja**

**Página 1**



**Descripción del artículo**

|                          |                                                                         |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Número de pedido         | 90.3100.020                                                             |
| Descripción del artículo | Sarpette® M, 1 canal, variable, 2 µl - 20 µl, amarillo, 1 unidades/caja |

**Características del producto**

|                        |              |
|------------------------|--------------|
| Volumen de trabajo     | 2 µl - 20 µl |
| Codificar color        | amarillo     |
| Autoclavable (máx. °C) | 121 °C       |

**Material y colores**

|                    |      |
|--------------------|------|
| Color del producto | gris |
|--------------------|------|

**Pureza y certificación**

|                       |                                   |
|-----------------------|-----------------------------------|
| Categoría de producto | no es un producto sanitario   IVD |
| Con lotes             | no                                |

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Fecha de emisión:  
2024-05-02

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



**SARSTEDT**



**Especificaciones del producto**  
**Sarpette® M, 1 canal, variable, 2 µl - 20 µl,**  
**amarillo, 1 unidades/caja**

**Página 2**

**Presentación**

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| Pedido mínimo              | 1             |
| Tipo de embalaje           | caja          |
| unidades / caja interna    | 1             |
| unidades / caja            | 1             |
| unidades / pallet          | 1             |
| Profundidad caja interior  | 315 mm        |
| Ancho de la caja interior  | 90 mm         |
| Altura de la caja interior | 30 mm         |
| Peso del producto          | 0.088 kg      |
| EAN de la caja interna     | 4038917936903 |
| EAN de la caja             | 4038917936910 |

Estas son las especificaciones actuales para este producto.  
Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su  
totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin  
notificación previa.

Fecha de emisión:  
2024-05-02

Este documento ha sido preparado  
por el soporte informático EDP y es  
válido sin la firma.



**SARSTEDT**