

Especificaciones del producto Sarpette[®] M, 1 canal, variable, 10 μl - 100 μl, amarillo, 1 unidades/caja

Página 1



Descripción del artículo

Número de pedido 90.3100.100

Descripción del artículo Sarpette[®] M, 1 canal, variable, 10 µl - 100 µl, amarillo, 1

unidades/caja

Características del producto

Volumen de trabajo 10 µl - 100 µl Codificar color amarillo Autoclavable (máx. °C) 121 °C

Material y colores

Color del producto gris

Pureza y certificación

Categoria de producto no es un producto sanitario | IVD

Con lotes no

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





Especificaciones del producto Sarpette® M, 1 canal, variable, 10 µl - 100 µl, amarillo, 1 unidades/caja

Página 2

Presentación

Pedido mínimo Tipo de embalaje caja unidades / caja interna unidades / caja 1 unidades / pallet 1

Profundidad caja interior 315 mm Ancho de la caja interior 90 mm Altura de la caja interior 30 mm Peso del producto 0.088 kg

EAN de la caja interna 4038917936958 EAN de la caja 4038917936965

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

