



**Especificaciones del producto**  
**Sarpette® M, 1 canal, variable, 0,5 ml - 5 ml,**  
**violeta, 1 unidades/caja**

**Página 1**



### **Descripción del artículo**

Número de pedido	90.3100.555
Descripción del artículo	Sarpette® M, 1 canal, variable, 0,5 ml - 5 ml, violeta, 1 unidades/caja

### **Características del producto**

Volumen de trabajo	0,5 ml - 5 ml
Codificar color	violeta
Autoclavable (máx. °C)	121 °C

### **Material y colores**

Color del producto	gris
--------------------	------

### **Pureza y certificación**

Categoría de producto	no regulado
Certificación CE	sin marca CE
Con lotes	no

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Fecha de emisión:  
2025-05-18

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



**SARSTEDT**



### **Presentación**

Pedido mínimo	1
Tipo de embalaje	caja
unidades / caja interna	1
unidades / caja	1
unidades / pallet	1
Profundidad caja interior	246 mm
Ancho de la caja interior	88 mm
Altura de la caja interior	45 mm
Profundidad de la caja	250 mm
Ancho de la caja	90 mm
Altura de la caja	50 mm
Volumen de la caja	0.0011 cbm
Peso del producto	0.115 kg
Peso de la caja	0.22 kg
EAN de la caja interna	4038917937146
EAN de la caja	4038917937153

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

