



Descripción del artículo

Número de pedido	90.3112.200
Descripción del artículo	Sarpette® M, 12 canales, variable, 20 µl - 200 µl, amarillo, 1 unidades/caja

Características del producto

Volumen de trabajo	20 µl - 200 µl
Codificar color	amarillo
Autoclavable (máx. °C)	121 °C

Material y colores

Color del producto	gris
--------------------	------

Pureza y certificación

Categoría de producto	no es un producto sanitario IVD
Con lotes	no

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





Presentación

Pedido mínimo	1
Tipo de embalaje	caja
unidades / caja interna	1
unidades / caja	1
unidades / pallet	1
Profundidad caja interior	288 mm
Ancho de la caja interior	150 mm
Altura de la caja interior	28 mm
Peso del producto	0.2 kg
EAN de la caja interna	4038917937689
EAN de la caja	4038917937696

Estas son las especificaciones actuales para este producto.
Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su
totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin
notificación previa.

