

Especificaciones del producto

Pipeteador, Giratorio, capacidad de almacenamiento: 6, para Pipetas monocanal hasta 1000 µl, 1 unidades/caja

Página 1



Descripción del artículo

Número de pedido 95.1760.200

Descripción del artículo Pipeteador, Giratorio, capacidad de almacenamiento: 6,

para Pipetas monocanal hasta 1000 µl, 1 unidades/caja

Características del producto

Indicado para Pipetas monocanal hasta 1000 µl 6

Capacidad de

almacenamiento

Material y colores

Color del producto blanco/rojo

Pureza y certificación

Categoria de producto no es un producto sanitario | IVD

Con lotes no

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





Especificaciones del producto

Pipeteador, Giratorio, capacidad de almacenamiento: 6, para Pipetas monocanal hasta 1000 μl, 1 unidades/caja

Página 2

Presentación

1 Pedido mínimo Tipo de embalaje caja unidades / caja interna 1 unidades / caja 4 unidades / pallet 144 Profundidad caja interior 230 mm Ancho de la caja interior 150 mm Altura de la caja interior 150 mm Profundidad de la caja 360 mm Ancho de la caja 330 mm Altura de la caja 250 mm Volumen de la caja 0.0297 cbm Peso del producto 0.68 kg Peso de la caja 3.16 kg

EAN de la caja interna 4038917937863 EAN de la caja 4038917937870

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

