



### **Descripción del artículo**

Número de pedido	95.1760.201
Descripción del artículo	Pipeteador, capacidad de almacenamiento: 3, para Pipetas mono y multicanal, 1 unidades/caja

### **Características del producto**

Indicado para	Pipetas mono y multicanal
Capacidad de almacenamiento	3

### **Material y colores**

Color del producto	blanco/rojo
--------------------	-------------

### **Pureza y certificación**

Categoría de producto	no es un producto sanitario   IVD
Con lotes	no

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





### **Presentación**

Pedido mínimo	1
Tipo de embalaje	caja
unidades / caja interna	1
unidades / caja	4
unidades / pallet	144
Profundidad caja interior	230 mm
Ancho de la caja interior	150 mm
Altura de la caja interior	150 mm
Profundidad de la caja	360 mm
Ancho de la caja	330 mm
Altura de la caja	250 mm
Volumen de la caja	0.0297 cbm
Peso del producto	0.62 kg
Peso de la caja	2.92 kg
EAN de la caja interna	4038917934794
EAN de la caja	4038917934800

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

